



**Senova Gesellschaft für  
Biowissenschaft und Technik mbH**  
Dienstleistungen Produktion

---

## Herstellen von Mastersheets

Wir bieten unseren Kunden die Herstellung von Mastersheets unter Bereitstellung der Beschichtungslösungen an. Die Produktion und Qualitätssicherung verlaufen unter ISO konformen Bedingungen. Für weitere Angaben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Was wir dafür von Ihnen benötigen:

Zur Verfügung gestelltes Material  
Lagerungspuffer  
Aufreinigungsmethode  
Angaben zur Lagerung und Haltbarkeit  
Angaben zur Kennzeichnung

Unser Paket umfasst die Beschichtung aller Membrankomponenten, die Positionierung der Lanes, die Überlappung der Membranen und die Beschichtungs- und Trocknungsbedingungen können individuell an die Projektanforderungen angepasst werden. Es können Batchgrößen bis zur 240m realisiert werden. Die Auslieferung erfolgt in 30cm Sheets, die mit Trockenmittel in luftdichten Aluminiumpouches in den Versand gehen.

Auftragsartikel: A.324

---

---

## Abfüllen von Flüssigkeiten

Wir bieten unseren Kunden das Abfüllen von Flüssigkeiten in passende Reaktionsgefäße an. Die Abfüllgrößen liegen in einem Bereich von 100µl - 10ml, die Reaktionsgefäße sind variabel und die Produktion verläuft unter kontrollierten Raumbedingungen. Für weitere Angaben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Was wir dafür von Ihnen benötigen:

Zur Verfügung gestelltes Material oder Rezept  
Angaben zur Lagerung und Haltbarkeit  
Angaben zur Kennzeichnung

Auftragsartikel: A.363

---

---

## Lyophilisieren von Bioreagenzien

Wir bieten unseren Kunden das Lyophilisieren von Bioreagenzien an. Die Produktion verläuft unter kontrollierten Raumbedingungen, das Programm kann individuell an das Projekt angepasst werden und es können Batchgrößen von 2000 Lyophilisaten realisiert werden. Für weitere Angaben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Was wir dafür von Ihnen benötigen:

Zur Verfügung gestelltes Material oder Rezept  
Angaben zur Lagerung und Haltbarkeit  
Angaben zur Kennzeichnung

Auftragsartikel: A.364

---

---

## Assemblieren von Testkomponenten

Wir bieten unseren Kunden das Lyophilisieren von Bioreagenzien an. Die Produktion verläuft unter kontrollierten Raumbedingungen, das Programm kann individuell an das Projekt angepasst werden und es können Batchgrößen von 2000 Lyophilisaten realisiert werden. Für weitere Angaben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Was wir dafür von Ihnen benötigen:

Zur Verfügung gestelltes Material oder Rezept  
Angaben zur Lagerung und Haltbarkeit  
Angaben zur Kennzeichnung

Auftragsartikel: A.365

---

---

## Fertigstellung von Kitvarianten

Wir bieten unseren Kunden die Nutzung unser Kitverpackungsstrecke an. Für weitere Angaben stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Was wir dafür von Ihnen benötigen:

Zur Verfügung gestelltes Material

Angaben zur Lagerung und Haltbarkeit

Auftragsartikel: A.366

---